

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Medium NDM + air kelapa 150 ml/L + ekstrak pisang 150 g/L dapat digunakan sebagai medium substitusi ZPT sintetis (Thidiazuron) untuk multiplikasi tunas anggrek *Vanda tricolor*.

B. Saran

Penggunaan medium NDM + air kelapa 150 ml/L + ekstrak pisang 150 g/L dapat digunakan sebagai medium substitusi multiplikasi anggrek *Vanda tricolor*, maka untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal perlu diteliti kembali berapa konsentrasi yang tepat dalam pemberian air kelapa dan ekstrak pisang untuk pertumbuhan anggrek *Vanda tricolor*.